



ic0934

FOLDABLE EYE
AND TEMPLE MASSAGER

MASSEUR PLIABLE
POUR LES YEUX ET TEMPE

USER MANUAL

MANUEL DE
L'UTILISATEUR



With remote control
Avec télécommande

MASSAGE ACCESSORY
ACCESSOIRE DE MASSAGE



Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating the ic0934 foldable Eye Massager.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings	1
2. Environment	2
3. Restrictions	2
4. Maintenance	3
5. Troubleshooting	3
6. Features and benefits	4
7. Components	5
8. Operation	6
8.1. Battery installation	7
8.2. Use	8
8.3. Preset mode	9
8.4. Air pressure switch	9
8.5. Heating switch	10
9. Product specifications	11
10. Limited one (1) year warranty	11
FRANÇAIS	13



1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning.
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced.
- The total recommended usage time of the massager is 15 minutes.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort customer service at: 1-866-967-7333.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.



2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

- Remove glasses or contact lens before use.
- Abstain from using the massager in the case of glaucoma, retinoschisis or any serious eye disorders and consult your doctor before using this massage unit again.
- See a physician's advice if you use eyeglasses with a strength of 8.0 or higher.
- People with eye injuries or any other eye health related issues should consult their doctor before using this massage unit.
- Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.



4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians; otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the massager intermittently and not for long time.
- Do not insert the batteries if the power adapter is used.
- If the device won't be used for a long time, take out the batteries to avoid battery liquid leakage and causing fault.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the massager doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- After several use, the massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.




6. FEATURES AND BENEFITS

Good things really do come in small packages. Fabulously fun and pleasantly powerful, the ic0934 iComfort® eye and temple massager uses air bags to provide a soothing feeling of comfort and relaxation. For extra relief, we've even added a heat feature. The unique foldable ergonomic design help for a perfect fit. The ic0934 eye massager has a 5 minute automatic massage mode. It is also possible to go in manual mode and have the eye massager do one specific massage action at a time. Easy to use, you can appreciate this amazing eye and temple massager anywhere you desire.

- 3 Types of Air Pressure Massage: Ideal for those who simply wish to be pampered in the comfort of their home!
- 2 Types of Heat Massage




7. COMPONENTS






8. OPERATION

Master Unit



Manual Controller



1. Air pressure mode/heating display area
2. Power on/heating selection/ power off key
3. Air pressure switch key



8. 1. BATTERY INSTALLATION

1. Open the battery cover of the manual controller and insert three AA batteries.
2. Close the battery cover

Note: Check whether the polarity + and - of the battery are correctly installed in the unit.

Also check whether the battery cover is closed properly.



8.2. USE

1. Place the Eye Massager over the eyes.



2. Adjust the strap length and place it around the head.



3. Press the ON/OFF button, the device starts to work.




8. 3. PRESET MODE

The default modes are air pressure and heating after power on. The default air pressure mode is Relaxing (1) and the default heating mode is low temperature (h). The display will then display “1”. The default time is 15 minutes.

8. 4. AIR PRESSURE SWITCH

Press the Air pressure switch once after power on and set the air pressure mode to “Kneading”; the air pressure mode/heating display area displays “2”. Press the Air pressure switch twice after power on and set the air pressure mode to “Comfortable”; the air pressure mode/heating display area displays “3”.



Air pressure mode selection chart




8. 5. HEATING SWITCH

Press the 'Power on/heating selection/power off' again after having powered on the unit to set the heating mode to "High temperature". The air pressure mode/heating displays "H" for three seconds indicating the mode is activated.

Press the 'Power on/heating selection/power off' key again to set the heating mode to "Low temperature". The air pressure mode/heating displays "h" for three seconds indicating the mode is activated.

Press the 'Power on/heating selection/power off' key again to disable the heating.

Press and hold the Power on/heating selection/power off key for two seconds to turn off the device.



Heating mode selection chart



9. PRODUCT SPECIFICATIONS

DC:	4.5V 1000mA
Power consumption:	4.5W
Dimensions eye massager:	220mm*100mm* 86mm (L*W*H)
Dimensions controller:	184mm* 36mm* 39mm (L*W*H)
Net weight:	390g

10. LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase. For repairs or product defects, **please call our customer service department at: 1-866-967-7333.** Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs. Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
First Name – Prénom		Last Name – Nom	
<input type="text"/>			
Address – Adresse		City – Ville	Postal Code – Code Postal
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tel – Tél.		Email – Courriel	

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :**EBI**

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**

Date

Signature



Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre appareil de massage et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité	14
2. Environnement d'utilisation	15
3. Contre-indications	15
4. Entretien	16
5. Dépannage	16
6. Avantages et bénéfices	17
7. Composantes	18
8. Mode d'emploi	19
8.1. Utilisation avec piles	20
8.2. Utilisation	21
8.3. Mode par défaut	22
8.4. Pression d'air	22
8.5. Chaleur	23
9. Spécifications techniques	24
10. Garantie limitée de un (1) an	24



1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 20 minutes à la fois.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort au 1-866-967-7333.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Si le masseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez retirer les batteries du compartiment afin d'éviter qu'elles ne coulent et endommagent l'appareil.



2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

- Enlever les lentilles cornéennes ou les lunettes avant utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les cas de glaucome, de rétinopathie ou de maladie grave des yeux. Dans ces cas, consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil de massage.
- Demander l'avis d'un médecin si l'utilisateur porte des lunettes de force 8.0 ou plus.
- Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.
- Les personnes atteintes de lésions, blessures oculaires ou d'autres problèmes de santé oculaire devraient consulter leur médecin avant d'utiliser cet appareil de massage.



4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps.
- Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.



6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les bonnes choses viennent vraiment en petits paquets. Agréable et efficace, le masseur pour les yeux et tempes iComfort® IC0934 utilise des sacs gonflables pour vous procurer une douce sensation de confort et relaxation. Pour un soulagement supplémentaire, nous avons ajouté la chaleur pour une expérience complète de détente. Son design ergonomique pliable aide pour un ajustement parfait. Le masseur pour les yeux et les tempes ic0934 de iComfort® a un mode de massage automatique d'une durée de 5 minutes. Il est également possible d'aller en mode manuel pour bénéficier d'une des actions de massages à la fois. Facile à utiliser, vous pourrez apprécier le masseur pour les yeux et tempes iComfort® ic0934 où vous le souhaitez.

- 3 types de massage de pression de l'air
- 2 types de massage avec chaleur

Idéal pour ceux qui souhaitent simplement se faire dorloter dans le confort de leur maison!



7. COMPOSANTES

Manette
de
contrôle



Masseur




3 X batteries AA




Manuel d'utilisation

8. MODE D'EMPLOI



Manette de contrôle



1. Indicateur de mode de pression et de chaleur
2. Contrôle de mise en/hors activation et du mode de chaleur
3. Contrôle de pression du massage



8. 1. UTILISATION AVEC PILES

1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérer les 4 piles AA incluses.
3. Replacer le couvercle.

Note: Assurez-vous de bien respecter la polarité des piles lors de leur insertion.

8. 2. Utilisation

1. Ajuster le niveau du masque avec celui des yeux.



2. Ajuster l'élastique à la bonne longueur et le placer autour de la tête.



3. Appuyer sur la touche ON/OF pour démarrer.




8. 3. MODE PAR DÉFAUT

Les modes par défaut sont la pression d'air et chauffage après la mise sous tension. L'affichage de la manette, affiche alors "1". Le mode par défaut de pression d'air est moyen et le mode de chauffage par défaut est faible. La durée par défaut est de 15 minutes.

8. 4. PRESSION D'AIR

Appuyez sur le contrôle de pression d'air du massage une fois après la mise sous tension. Le mode de pression d'air "pétrissage" sera en fonction et l'indicateur affichera alors "2".

Appuyez sur le contrôle de pression d'air à deux reprises après mise sous tension. L'indicateur affiche alors "3". Le mode de pression d'air sera "confortable", et l'indicateur affichera alors "3".



Charte du mode de pression d'air


8. 5. CHALEUR

Appuyez sur la touche de contrôle de mise en/hors activation du mode de chaleur. L'indicateur de chauffage affiche "H". Le mode de chaleur fonctionne alors à son maximum.

Appuyez sur la touche de contrôle de mise en/hors activation du mode de chaleur. L'indicateur de chauffage affiche "h". Le mode de chaleur fonctionne alors à son minimum.

L'indicateur affiche la chaleur pendant trois secondes et affichera ensuite le mode de pression d'air automatiquement.

Appuyez sur la touche de contrôle de mise en/hors activation du mode de chaleur. Le mode de chaleur sera alors hors fonction.



Charte du mode de chaleur



9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation:	110 V CA - 60 Hz
Consommation de courant:	25 Watts
DC:	4.5V 1000mA
Consommation:	4.5 Watts
Dimensions masseur:	220mm x 100mm x 86mm (L*W*H)
Dimensions manette:	184mm x 36mm x 39mm (L*W*H)
Poids:	390g

10. GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, **veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333.** Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-866-967-7333 ext. 227



Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :**EBI**

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.**
**La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**

Date

Signature

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujets à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc.

www.iComfort.ca



1 866 967.7333